



Description

NOBUE (SANBUÉ®) est un dispositif anti-buée et anti-gliss révolutionnaire. Il se fixe aussi bien sur les masques chirurgicaux que tissu (ajout d'une bande en jersey recommandé). De plus il est réutilisable et recyclable car il est réalisé en thermoplastique médical (iso 10993). Il est très robuste, copié mais jamais égalé, il à été testé durant de longues semaines dans différents secteurs d'activités comme l'agroalimentaire, l'industrie, le médical et paramédical, le scolaire et le tertiaire.

Utilisation:

À utiliser sur un masque pour assurer une étanchéité optimal entre le haut du masque et le visage de son utilisateur.

Notice d'utilisation

Masques tissu et chirurgicaux.

Pour les masques en tissu nous recommandons de coudre ou coller à l'intérieur de votre masque, sur le bord supérieur, une bande de boucles jersey.

Avantages:

Vous n'aurez plus jamais de buée sur vos lunettes de vue ou solaire. Que ce soit sur des masques tissu ou chirurgicaux, NOBUE (SANBUÉ®) est utilisable une quinzaine de jours (sous réserve d'utilisation conforme).

1- Après vous êtes laver les mains, placer le NOBUE (SANBUÉ®) (sur la partie cousue). Veiller à ce que les crochets soient bien agrippés à la bande afin d'assurer une bon maintien et une bonne étanchéité.

2- Après l'avoir mis en place, créer une pliure en son centre pour qu'il vienne se placer sur l'arête du nez plus facilement.

3- Poser le NOBUE (SANBUÉ®) sur le nez. Le mettre en forme sur votre visage et vos pommettes. Un e fois bien positionné vous n'aurez plus de buée sur vos lunettes de vue ou protection.

5- Après une journée d'utilisation, vous pouvez nettoyer le NOBUE (SANBUÉ®) avant de le mettre sur un nouveau masque propre (Pour le nettoyage: Utilisation de solution désinfectante. Vérifier le contact peau de votre produit. Ne pas plonger dans l'eau ou mettre à la machine à laver.) Ne pas remettre à plat, laissez en forme.

SANS	AVEC
Lunettes de protection, (vue , solaire) + Masque tissu	Lunettes de protection, (vue , solaire) + Masque tissu et SANBUÉ®
Lunettes de protection, (vue , solaire) + Masque chirurgical grand public	Lunettes de protection, (vue , solaire) + Masque chirurgical grand public et SANBUÉ®
Problème de vue, de port du masque donc de sécurité.	Vue dégagée, masque bien porté, sécurité augmentée.